

# 14 PT 1353 TELEVISEUR COULEUR

14 PT 1353

- ▶ PAL SECAM B G L L'
- ▶ POIGNÉE
- ▶ CONTRÔLE DE DÉFINITION
- ▶ HYPERBANDE
- ▶ 70 PROGRAMMES



*Faisons toujours mieux.*

Date d'introduction  
DECEMBRE 1997



**PHILIPS**

**CHASSIS**

L 6

**IMAGE**

Verrerie 36 cm

Image 34 cm

**SON**

Son Mono 2 Watts

**UTILISATION**

Affichage sur écran

Contrôle de définition

Mise en route et arrêt programmables sur 24 h

70 programmes

**RECEPTION**

VST

Hyperbande

**CONNEXIONS**

En façade :

Prise casque (3,5 mm)

Au dos :

1 prise péritélévision

1 prise antenne (75 ohms coax)

**DIVERS**

Consommation : 35 W

Poids : 10 Kg

Dimensions : L 38 x H 38 x P 58 cm

**TELECOMMANDE**

RC8201

Dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit  
d'en modifier les caractéristiques à tout moment.



**PHILIPS**