

Philips  
Centrifugeuse

500 W, 1,5 l



HR1851



## Des jus frais en quelques secondes

Avec cette centrifugeuse, préparez facilement de délicieux jus frais à partir de fruits ou de légumes grâce à son moteur de 500 W et à ses deux vitesses.

### Recettes délicieuses et faciles à préparer

- Le livret de recettes contient 10 délicieuses recettes de jus.

### Des jus frais en un instant

- Deux vitesses pour les fruits à chair ferme ou tendre
- Moteur puissant

### Presse plus de jus

- Presse plus de jus grâce à son tamis micro-perforé
- Production de jus frais en continu grâce à une grande capacité

### Nettoyage rapide et facile

- Éléments amovibles passant au lave-vaisselle

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\*Du sens et de la simplicité

# Caractéristiques

## Caractéristiques générales

- Vitesses
- Rangement du cordon
- Pieds antidérapants
- Pieds ventouse
- Fixations de sécurité

## Spécificités

- Puissance: 500 W
- Tension: 220-240 V
- Fréquence: 50/60 Hz

- Longueur du cordon: 120 m
- Réservoir à pulpe: 1,5 l

## Accessoires

- Pichet: 750 ml

## Design

- Matériau du boîtier: ABS
- Matériau du couvercle et du réservoir à pulpe: SAN
- Matériau du pichet: SAN
- Couleur: Blanc brillant avec touches de jaune



Date de publication  
2009-06-10

Version: 2.0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)