

Philips
Głośniki multimedialne 2.1



SPA5300

Dźwięk Hi-Fi

Jeśli chcesz uzyskać niesamowitą jakość dźwięku ze sprzętu multimedialnego, podłącz zestaw głośnikowy SPA5300. Ustaw poziom dynamicznego wzmocnienia basów i rozkoszuj się dźwiękiem o mocy 100 W i doskonałej wyrazistości od najniższych do najwyższych tonów.

Nieźródlna wydajność basów

- Dynamiczne wzmocnienie basów — usłysz głębsze, bogatsze basy
- Technologia wzmocnienia basów z regulacją poziomu
- Ośmiokątny drewniany subwoofer

Podłączanie do wszystkich urządzeń

- Doskonałe do odtwarzacza MP3, komputera, telewizora, odtwarzacza CD itp.

Nowoczesna konstrukcja

- Otwarte głośniki zapewniające doskonałą wyrazistość dźwięku

Multimedialne wrażenia dźwiękowe

- Wyjątkowo czysty dźwięk w szerokim zakresie tonów

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Wymiary produktu

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 19,6 x 29,2 x 19,8 cm
- Waga: 3,77 kg

Dźwięk

- Funkcje poprawy tonów niskich: Cyfrowe wzmocnienie tonów niskich
- Moc muzyczna: 100 W
- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 10 W + 30 W
- Regulacja głośności: Analogowa regulacja głośności
- Przewody: Przewody stałe

Głośniki

- Pasma przenoszenia głośnika satelit.: 180–20 000 Hz
- Pasma przenoszenia subwoofera: 20–180 Hz
- Funkcje i cechy dotyczące głośników: Ekranowane magnetycznie LSB

Możliwości połączeń

- Długość przewodu: 1,5 m
- Złącze: 3,5 mm, stereo

Udogodnienia

- Wskaźnik zasilania

Zasilanie

- Diodowy wskaźnik zasilania: Niebieski



Zawartość opakowania

- Liczba głośników satelitarnych: 2
- Subwoofer (głośnik niskotonowy)
- Wzmacniacz
- Przewód stereo z wtyczkami 3,5 mm
- Instrukcja szybkiej instalacji

Karton zewnętrzny

- EAN: 87 12581 45229 2
- Waga brutto: 22,836 kg
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 55,7 x 45,3 x 56,6 cm
- Waga netto: 18,312 kg
- Liczba opakowań konsumenckich: 4
- Ciężar opakowania: 4,524 kg

Wymiary opakowania

- Typ ułożenia półki: Reklamowe
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 26,2 x 44,8 x 27,1 cm
- EAN: 87 12581 44502 7
- Waga brutto: 5,394 kg
- Waga netto: 4,578 kg
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Reklamowe
- Ciężar opakowania: 0,816 kg

Zalety

Dynamiczne wzmocnienie basów

Innowacyjna technologia umożliwia odtwarzanie nieprawdopodobnie głębokich, bogatych basów z niewielkich głośników. Funkcja dynamicznego wzmocnienia basów uwypatnia basy w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień poziomu głośności — od niskiego do wysokiego — za naciśnięciem jednego przycisku!

Basy z regulacją poziomu

Wyjątkowa konstrukcja subwoofera zapewnia dużo głębsze, bogatsze basy. Możliwe jest również ustawienie wybranego poziomu basów.

Ośmiokątny drewniany subwoofer

Wyjątkowo sztywna konstrukcja ośmiokątnego drewnianego subwoofera zapewnia zapierającą dech w piersiach jakość basów.

Idealne do MP3, komputera, TV itp.

Podłącz głośniki do wszystkich urządzeń. To znakomity sposób słuchania muzyki z odtwarzacza MP3, komputera, telewizora, odtwarzacza CD lub DVD i wszystkich urządzeń multimedialnych.

Otwarte głośniki

Otwarta konstrukcja poprawia odtwarzanie dźwięku z doskonałą wyrazistością i zmniejsza wszelkie możliwe zniekształcenia. Zamiast osłon z materiału lub metalu z przodu głośników zastosowano osłony aerodynamiczne.

Wyjątkowo czysty dźwięk

Wyrafinowana technologia głośników i doskonałej jakości dźwięk szerokokresowy pozwalają cieszyć się wyjątkowo czystym dźwiękiem od najniższych do najwyższych tonów.



Data wydania 2011-10-13

Wersja: 3.0.6

12 NC: 8670 000 42421
EAN: 87 12581 44502 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com