



Philips
Filter MicroClean



WP3911

Na preprost način do čiste vode

Čista voda

- Odstranjuje bakterije
- Odstranjuje klor, neprijeten okus, vonjave
- Ohrani koristne minerale
- Življenjska doba pribl. 6 mesecev (2500 l)

PHILIPS

dovršeno in preprosto

Specifikacije

Dimenzije in teža

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 60 x 64 x 105 mm
- Teža izdelka: 150 g
- Dimenzije škatle F (D x Š x V): 66 x 66 x 112 mm
- Teža paketa F: 170 g
- Dimenzije škatle A (D x Š x V): 350 x 147 x 240 mm
- Teža paketa A: 3,9 kg

Logistični podatki

- Škatla EAN F: 87 10103 29994 3 (Brazilija), 87 10103 31631 2 (Azija), 87 10103 31629 9 (Argentina)
- Škatla EAN A: 87 10103 29995 0 (Brazilija), 87 10103 31632 9 (Azija), 87 10103 31630 5 (Argentina)
- Količina na škatlo A: 20 kosov
- Država porekla: Japonska



Datum izdaje 2009-04-16

Različica: 3.0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com